



أهلاً بكم اتبع هذه الخطوات لإعداد جهاز Tyto واستخدامه.



## تعلم

- ١ أكمل توجيهات أكاديمية Tyto  
اتبع البرامج التعليمية من Tyto لمعرفة كيفية استخدام جهاز Tyto. للبدء، اضغط على الرمز ؟ في الزاوية العلوية اليمنى من تطبيق TytoCare.
- ٢ جرب ذلك مع مساعدتنا  
سيصل بك فريق الدعم لدينا قبل أسبوع من زيارتك الافتراضية القادمة. ستندرب على استخدام جهاز Tyto من خلال إجراء فحص لدرجة الحرارة وإرساله.



## انضم إلى الزيارة

للانضمام إلى زيارة TytoCare الافتراضية:

- ١ قم بتسجيل الدخول إلى تطبيق TytoCare وحدد **See a Clinician Online (الأخصائي عبر الإنترنت)**. ثم حدد عيادتك.
- ٢ عندما يُطلب منك الانضمام، حدد انضم (Join) وأدخل الاجتماع.

## إعداد

ستحتاج إلى هاتف محمول أو كمبيوتر لوحي مزود باتصال إنترنت عبر واي فاي Wi-Fi أو نقطة اتصال شخصية personal hotspot.

- ١ قم بتنزيل تطبيق TytoCare من App Store (متجر التطبيقات) (iOS) أو Google Play (Android) على هاتفك الذكي أو جهازك اللوحي.
- ٢ افتح تطبيق TytoCare. قم بتسجيل الدخول إلى حسابك باستخدام عنوان بريدك الإلكتروني وكلمة السر الموقّعة التي تلقيتها من TytoCare. تأكد من تغيير كلمة السر.
- ٣ قم بتشغيل جهاز Tyto بالضغط على الزر الموجود أعلى الجهاز. اتبع الإرشادات التي تظهر على جهازك لإقرانه بتطبيق TytoCare.

## إجراء الاختبار

تُستخدم اختبارات TytoCare لمشاركة القياسات مع الموفر في حالتين مختلفتين.

- قبل زيارة افتراضية مجدولة
- قم بإجراء الاختبار قبل يوم واحد من زيارة مجدولة.
- فيما يتصل بالشواغل الصحية غير الطارئة
- الاختبارات التي تقدمها لا تتم متابعتها باستمرار. للمتابعة، يجب عليك الاتصال بالعيادة.